



laborloja
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS

Celer  **VET**



Analizador Óptico de Coagulação Veterinário

- ❖ Simples de operar;
- ❖ Resultados precisos e confiáveis;
- ❖ Rastreabilidade.

Aplicações Clínicas

- ❖ Triagem para coagulação endógena e exógena;
- ❖ Monitoramento do uso de anticoagulantes ministrados via oral ou injetável;
- ❖ Investigação da atividade dos fatores de coagulação;
- ❖ Monitoramento da coagulação, trombose e terapia trombolítica;
- ❖ Monitoramento de várias doenças, como tumores, infecções e hepatite.

Ligar o equipamento



Aguardar aquecimento



① Inserir o cassete de reação



② Adicionar amostra

Detectando



③ Leitura

Resultados



Princípio da reação

No poço de reação do cartão de teste há o ativador de coagulação impregnado. Sob a agitação do rotor, o reagente é dissolvido e misturado com a amostra adicionada ao poço que ativa a coagulação até formar um trombo sólido.

O coágulo de sangue solidificado é captado pelo rotor que bloqueia o caminho da luz para determinar o tempo de coagulação.



laborloja
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS
Celer VET



Características do Produto

- ❖ Fácil de operar, sem necessidade de manutenção;
- ❖ Resultados em até 10 min;
- ❖ Consumíveis armazenados em temperatura ambiente;
- ❖ Metodologia de solidificação óptica.

Testes de Coagulação

Item	Nome do item	Linearidade dos testes
TP	Tempo de Protrombina	5 - 90 s
RNI	Índice de conversão	0.42 - 8.67
TTPa	Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada	10 - 100 s
FIB	Fibrinogênio	1.0 - 5.0 g/L
TT	Tempo de Trombina	8 - 90 s
TCA	Tempo de Coagulação Ativada	50 - 600 s



MARCELO T. SHIGUEMATSU
DÉBORA P. SHIGUEMATSU
DIRETORES DE SOLUÇÕES



067 9 9916.6315
067 9 9604.6314



comercial@laborloja.com.br
www.laborloja.com.br



R. Antônio Correia, 245 Sala 04
Jd. Monte Líbano, CG | MS, 79.004-460

