



VET

Soluções em Diagnóstico Veterinário



Soluções em diagnóstico
onde o cuidado acontece.

Resultado ágil e seguro. Isso é mais saúde animal.

A Celer Biotecnologia é uma empresa mineira que atua no segmento de diagnóstico clínico humano e veterinário e no desenvolvimento de sistemas de instrumentação e automação laboratorial.

Fundada em 2001 pelo pesquisador e engenheiro Dr. Denilson Laudares Rodrigues, com o objetivo modernizar e automatizar processos de diagnóstico, a Celer Biotecnologia desenvolve e entrega soluções inovadoras em diagnóstico rápido, de forma ágil e acessível, buscando gerar valor para a sustentabilidade do sistema de saúde.

Por meio de uma equipe altamente qualificada e relacionamento com universidades, institutos de pesquisa e fornecedores qualificados em diversos países, a Celer oferece soluções e fornece um suporte técnico preventivo e corretivo com garantia de operação. Além disso, a empresa possui um sistema de gestão da qualidade com rastreabilidade de todos os componentes.



Novidade

Analizador Hematológico

100% nacional

Ideal para profissionais da área veterinária que procuram agilidade e confiabilidade no momento das **análises clínicas e diagnóstico**. Isso porque, em **36 segundos** você terá um hemograma completo em suas mãos, reduzindo a terceirização e melhorando a experiência do seu paciente e tutor.

Hematologia Celer VET

24 parâmetros e liberação de 4 populações leucocitárias

- ⚙ Até **100 análises** por **hora**;
- ⚙ **Valido para amostras caninas, felinas, bovinas e equinas**;
- ⚙ Controle de **qualidade** interno;
Intuitivo;
- ⚙ Impressora térmica embutida;
- ⚙ Baixo custo de manutenção;
- ⚙ Sensor de proximidade de amostra.



GB	Glóbulos Brancos/Leucócitos
LIN	Contagem absoluta de Linfócitos
MID	Contagem absoluta de Células de Tamanho Médio
NEU	Contagem absoluta de Neutrófilos
EOS	Contagem absoluta de Eosinófilos
LIN	Contagem relativa de Linfócitos
MID	Contagem relativa de Células de Tamanho Médio
NEU	Contagem relativa de Neutrófilos
EOS	Contagem relativa de Eosinófilos
GV	Glóbulos Vermelhos/Eritrócitos/Hemácias
HGB	Hemoglobina
HCT	Hematócrito
VCM	Volume Corpuscular Médio
HCM	Hemoglobina Corpuscular Média
CHCM	Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média
RDW-CV	Coeficiente de Variação da Distribuição da Largura dos Glóbulos Vermelhos
RDW-SD	Desvio Padrão da Distribuição da Largura dos Glóbulos Vermelhos
PLT	Contagem de Plaquetas
VPM	Volume Plaquetário Médio
PCT	Plaquetócrito
PDW-CV	Coeficiente de Variação da Distribuição da Largura das Plaquetas
PDW-SD	Desvio Padrão da Distribuição da Largura das Plaquetas
P-LCR	Porcentagem de Macroplaquetas
PLCC	Contagem de células grandes de plaquetas



Analizador Sanguíneo de Gases Veterinário



Analizador de Gases Sanguíneos Veterinário

Itens de teste



Gases sanguíneos básicos	Hematologia	Eletrólitos	Bioquímica
pH, pCO ₂ , pO ₂	Hct	K ⁺ , Na ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl ⁻	Glu, Lac

Parâmetros Calculados

cH⁺, cH⁺ (T), pH (T), pCO₂ (T), pO₂ (T), HCO₃-atd, HCO₃-std, BB (B), BE (B), BE (ecf), ct CO₂, Ca⁺⁺ (7.4), AnGap, tHb (est), sO₂ (est), pO₂ (A-a), pO₂ (A-a) (T), pO₂ (a/A), pO₂ (a/A) (T), RI, RI (T), pO₂/FI O₂, pO₂ (T)/FI O₂, POP

Parâmetros Medidos

pH, pCO₂, pO₂, K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Hct, Glu, Lac

Vantagens do equipamento



Funciona com bateria recarregável ou ligado à energia



Função de conexão LIS



Impressora embutida



Possui vídeos de instruções de uso

1 RECURSOS

Aspiração automática

Procedimento simples e prático.

Sem manutenção

Equipamento compacto, sem reagentes líquidos e sem necessidade de manutenção.

Fácil de usar

Apenas quatro etapas são necessárias para finalizar um teste.

Resultados precisos

Boa correlação com os testes de referência, auxiliando os médicos veterinários na obtenção de um diagnóstico preciso.

Transporte com facilidade

Pequeno e leve, o equipamento possui alça para um transporte facilitado.



laborloja
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS



Bioquímica

Rotor e Teste individual

Novidade

CelerCare



Adequado para situações de emergência e/ou monitoramento no tratamento de pacientes internados, isso devido ao resultado de 3 soluções - *bioquímica, gasometria e eletrólitos* - em até 10 minutos.

Performance:

- ❖ Capacidade de rodar de **4 a 23 parâmetros** em **10 minutos**;
- ❖ 9 tipos de rotores;
- ❖ Controle de qualidade interno;
- ❖ Isento de manutenção;
- ❖ Diagnóstico voltado para cães, gatos e mais 11 espécies;
- ❖ 33 parâmetros em único equipamento;
- ❖ Interfaceamento;
- ❖ Impressora acoplada;
- ❖ Amostra: sangue total, soro ou plasma.

Pipetas de preparo das amostras
inclusas no equipamento

CHECK-UP PLUS

Ferramenta para auxílio e monitoramento ao diagnóstico de doenças do fígado e da vesícula biliar, distúrbios do metabolismo da glicose e do metabolismo lipídico, doenças pancreáticas, doenças cardiovasculares e doenças do sistema urinário.

Parâmetros mensurados

TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, ALP, TBIL, TBA, CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU, CHOL, AMY, Ca, P, K+

*Valor de teste calculado

DIABETES

As determinações do Perfil Diabetes VET são usadas como uma ferramenta para auxílio e monitoramento ao diagnóstico dos distúrbios do metabolismo de carboidratos e lipídios.

Parâmetros mensurados

TG, CHOL, GLU, FRU

HEPÁTICO

As determinações do Perfil Hepático VET são usadas como uma ferramenta para auxílio e monitoramento ao diagnóstico de doenças do fígado e da vesícula biliar.

Parâmetros mensurados

TP, ALB, GLO*, A/G*, TBIL, DBIL, IBIL*, ALT, AST, GGT

PRÉ-ANESTÉSICO

É focado principalmente no auxílio e monitoramento ao diagnóstico de doenças do fígado e da vesícula biliar, distúrbios do metabolismo da glicose e doenças do sistema urinário.

Parâmetros mensurados

TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, ALP, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE*

*Valor de teste calculado

ELETRÓLITOS VET

As determinações do Perfil Eletrólitos VET são usadas como uma ferramenta para auxílio e monitoramento ao diagnóstico de distúrbios do metabolismo de água e sódio.

Parâmetros mensurados

Cl -, K+, Na +, Na + /K+, tCO₂, Ca, Mg, P

ABRANGENTE VET

As determinações desse perfil são usadas como uma ferramenta para auxílio e monitoramento ao diagnóstico de doenças do fígado e da vesícula biliar, distúrbios do metabolismo da glicose e do metabolismo lipídico, doenças pancreáticas, doenças cardiovasculares e doenças do sistema urinário.

Parâmetros mensurados

TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, AAR*,GGT, ALP, TBIL, TBA, CRE, BUN, BUN/CRE*, CK, GLU, TG, CHOL,AMY, Ca, P, CaxP*, Mg

*Valor de teste calculado

GASES E ELETRÓLITOS

É uma ferramenta para auxílio e monitoramento ao diagnóstico de distúrbios do metabolismo de água e sódio, acidose, metabolismo da glicose e doenças do sistema urinário.

Parâmetros mensurados

CRE, BUN, BUN/CRE*, GLU, pH, K⁺, Na⁺, Na⁺ /K⁺, Cl⁻, Ca, tCO₂

HEPÁTICO E RENAL

As determinações do Perfil Hepático Renal VET são usadas como uma ferramenta para auxílio e monitoramento ao diagnóstico de doenças do fígado e da vesícula biliar, distúrbios do metabolismo da glicose e doenças do sistema urinário.

Parâmetros mensurados

TP, ALB, GLO*, A/G*, TBIL, ALT, AST, GGT, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE*

*Valor de teste calculado

PRÉ-ANESTÉSICO PLUS

As indicações de uso para esse perfil são, auxílio e monitoramento ao diagnóstico de doenças do fígado e da vesícula biliar, distúrbios do metabolismo da glicose, doenças cardiovasculares e doenças do sistema urinário.

Parâmetros mensurados

TP, ALT, AST, ALP, CK, LDH, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE*

*Valor de teste calculado



laborloja
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS



Bioquímica Seca

Teste individual



- Resultado de **1 a 5 minutos**
- Teste rápido **quantitativo**
- Interface com rede**
- Validado para amostras **caninas e felinas**
- Pequeno volume de amostra**
- Testes individuais



Como operar o equipamento
Clique ou escaneie o QR Code

CREATININA

A Creatinina é um importante marcador da função renal em cães e gatos. Alterações nesse parâmetro podem indicar diagnósticos diferentes, assim como, o quão alto ou baixo ele está pode indicar um bom prognóstico ou um prognóstico ruim.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	0.39 - 11.30 mg/dL

URÉIA

Os níveis de ureia são analisados em relação ao nível de proteína na dieta e ao funcionamento renal.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	2,5 mmol L - 40 mmol L

ÁCIDO ÚRICO

O ácido úrico é o produto final do metabolismo da **purina** no organismo, responsável pela **coloração da urina**, pela **vasodilatação** no **controle cardíaco** e são componentes de várias moléculas importantes para o metabolismo do organismo. Diante disso, é fundamental o **monitoramento** e o **diagnóstico rápido** em casos hipótese de **hiperuricemia**.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	0 - 1.200 µmol/L

FOSFATASE ALCALINA

O teste é fundamental para **identificar** problemas nos órgãos em que a Fosfatase Alcalina está presente, sendo uma maneira de avaliar a **função hepática**, responsável pela síntese de vários nutrientes, degradação de hormônios, armazenamento de substâncias, como o glicogênio, e excreção de substâncias tóxicas.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	20 u/L - 1.250 u/L

AST/TGO

O teste de Aspartato aminotransferase (AST) ou transaminase oxalacética (AST ou TGO), é um exame de sangue solicitado para investigar lesões que comprometem o funcionamento normal do fígado.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	0 U/L - 800 U/L

ALT/TGP

Teste que contribui para a identificação de **lesões e doenças do fígado** devido à presença elevada da enzima *Alanina Aminotransferase* (ALT), também chamada de *Transaminase Glutâmico Pirúvica* (TGP). É uma ótima ferramenta para **diagnosticar precocemente** problemas no fígado.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	5 U/L - 800 U/L

PROTEÍNA TOTAL

A dosagem de Proteínas Totais (PT) é fundamental para **avaliação pré-anestésica** pois, na circulação, os fármacos estão ligados as proteínas plasmáticas, este fato é decisor na amplitude de ação no **anestésico** no organismos do animal.

As determinações das **proteínas plasmáticas totais** em acompanhamento ao hemograma são úteis para avaliação dos **líquidos e eletrólitos**, e ainda no diagnóstico de **anemia**.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	20 - 110 g/L

GAMA GT

É um teste relacionado a função hepática e realizado principalmente no **diagnóstico de hepatopatias**. O aumento de **gama-glutamilttransferase** (GGT) pode sugerir **pancreatite** que provocará obstrução extra-hepática do ducto biliar, colocando em risco a saúde do animal.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	0 - 1.000 U/L

MAGNÉSIO

O magnésio é um macroelemento fundamental no organismo dos cães, que intervém em variados processos metabólicos e são essenciais para a vida do pet. O teste é usado para quantificar os **níveis de magnésio no sangue**. Sendo que, níveis anormais de magnésio observam-se mais frequentemente em condições ou doenças que provocam deficiência ou excreção excessiva de magnésio pelos rins, ou que provocam uma absorção anormal (deficiência) de magnésio nos intestinos.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	0 mmol/L - 2.50 mmol/L

CÁLCIO

Indicado para a determinação **quantitativa in vitro** da concentração de Cálcio no soro ou plasma animal. É um **macroelemento** no organismo e sua deficiência ou diminuição pode levar a: insuficiência renal, pancreatite aguda, má absorção intestinal, hipoparatiroidismo primário, tetania puerperal, entre outros, sendo um teste **imprescindível** para um diagnóstico rápido e preciso.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	2 - 14 mg/dL

LDH

A Lactato Desidrogenase (LDH) é amplamente apresentada no citoplasma de vários tecidos, como miocárdio, fígado, músculo esquelético, rim, glóbulos vermelhos, glândulas endócrinas, baço, pulmão e linfonodos.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	10 - 60 g/L

CREATININA QUINASE

A creatina quinase (CK) é encontrada principalmente no **miocárdio** e **músculo esquelético**, com uma pequena quantidade no cérebro, placenta e tireóide. A CK será liberada no sangue e a concentração sérica de CK aumentará devido ao aumento da **permeabilidade da membrana celular** quando as células musculares esqueléticas ou miocárdicas são danificadas

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	0 U/L - 1.600 U/L

GLICOSE

É imprescindível controlar dos **níveis glicêmicos**, visto que, em longo prazo, a hiperglicemia pode resultar em processos **patológicos intensos**, causando **complicações, disfunções e insuficiência** de vários órgãos e, portanto, comprometer a autonomia e a qualidade de vida do indivíduo acometido. O diagnóstico **correto** e **precoce** do diabetes é extremamente importante para o **tratamento** eficaz e **preventivo** de complicações

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	1.00 mmol/L - 25 mmol/L

LIPASE

A lipase pancreática é a mais abundante de todas as lipases na amostras de plasma ou soro. Sua presença elevada é indicativo de pancreatite, especialmente em cães. Os níveis de colipase (cofator da lipase pancreática) são importantes na análise; como a colipase é excretada no rim e a lipase não, um dano renal pode produzir um aumento na atividade da lipase sérica.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	5 U / L - 300 U / L

COLESTEROL HDL

As lipoproteínas de alta densidade (HDL) são responsáveis pelo **transporte do "colesterol bom"** em excesso, da corrente sanguínea para o **fígado**, onde é catabolizado. É fundamental para proteger as artérias do coração e sua falta no organismo traz danos.

Também são utilizadas na produção de **hormônios esteroides, ácidos biliares e da membrana celular**.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	14.7 - 154.8 mg/dL

TRIGLICÉRIDES

Alterações nos testes de triglicérides podem ser bastante comuns e, indicativo de algumas doenças como: **Diabetes, Hipotireoidismo, Hiperlipidemia** ou mesmo **obesidade** e hábitos alimentares inadequados. Sendo portanto, o início de uma **triagem** fundamental para o diagnóstico completo.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	0.1 - 6.5 mmol/L

COLESTEROL

O colesterol alto é uma doença na qual a corrente sanguínea apresenta níveis mais altos de gordura permanente. A alta pode ser um aviso para **doenças hormonais** ou **metabólicas**, como a **diabetes** e **doenças renais** que podem trazer riscos na **retina** e **córneas** dos animais. O teste é essencial tanto no momento do diagnóstico, quanto no monitoramento dos níveis desse parâmetro no organismo do animal.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	41.4 - 425.7 mg/dL

ALBUMINA

A albumina (ALB) é o principal fator para o corpo manter a **pressão osmótica coloidal** do plasma. O seu aumento ocorre exclusivamente em situações de **desidratação**. A **hipoalbuminemia** pode ocorrer em várias situações advindas de dano hepático crônico, deficiência alimentar de fontes proteicas, parasitismos, doença renal, entre outros. Sendo essencial um diagnóstico rápido para evitar desidratação em situações de urgência.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	10 - 60 g/L

AMILASE

Amilase é uma enzima produzida pelo pâncreas e glândulas salivares que ajuda na digestão. Sua determinação tem utilidade no diagnóstico diferencial das causas de dor abdominal e abdome agudo, especialmente na pancreatite aguda, bem como nas afecções da glândula salivar.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	20 - 1.700 U/L

FÓSFORO

O Fósforo é um mineral de grande importância para desenvolvimento e manutenção da saúde do animal, sendo um dos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento ósseo e tecidos moles. Avaliar seus níveis é importante para verificar se há possíveis alterações no organismo do animal

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	0.60 - 13 mg/dL

BILIRRUBINA DIRETA

O teste de Bilirrubina é indicado para avaliar o **funcionamento do fígado** e das **vias biliares** e quando se suspeita que existam **doenças do sangue** que estão causando a destruição dos glóbulos vermelhos. No caso da Bilirrubina Direta é produzida no **fígado** e está associada a um **açúcar**.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	0 - 20 mg/dL

BILIRRUBINA TOTAL

Indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de bilirrubina total no soro ou plasma animal.

Itens do kit:

- 25 tiras de testes individuais
- 1 ID Chip
- 1 Instrução de uso

Tipo de amostra	Apresentação	Faixa de análise
Soro ou plasma 15 uL	25 testes	0 - 38.025 mg/dL



laborloja
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS



Coagulação

Coagulação VET



Ideal para a triagem de coagulação **endógena** e **exógena**, além do monitoramento da **coagulação, trombose e terapia trombolítica**.

Auxilia no acompanhamento de várias doenças como: tumores, infecções e hepatite, além do anticoagulantes ministrados via oral ou injetável.

- ❖ **Resultado rápido**
- ❖ Validado para amostras **caninas** e **felinas**
- ❖ **Pequeno volume de amostra**
- ❖ **Impressora externa**
- ❖ Opção para uso com **bateria** ou ligado na **tomada**
- ❖ Testes individuais



Como operar o equipamento
Clique ou escaneie o QR Code

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA

O TTPA é um teste de triagem sensível e usado para avaliar a coagulação endógena, também pode ser usado como teste quantitativo para detectar os fatores de coagulação séricos diferentes de VII, especialmente para o teste do fator VIII, IX, XI, XII e pre-caliceína. Além disso, o TTPA pode ser usado para monitorar o tratamento com heparina.

Tipo de amostra	Apresentação
Sangue total	12 dispositivos de teste

TEMPO DE PROTROMBINA

O TP é um teste de triagem sensível e usado para avaliar a coagulação exógena, também pode ser usado como teste quantitativo dos fatores de coagulação das vias comuns e vias exógenas. Além disso, o TP pode ser usado para monitorar a terapia com anticoagulante oral.

Tipo de amostra	Apresentação
Sangue total	12 dispositivos de teste

TEMPO DE ATIVAÇÃO DO COÁGULO

O ACT é um teste global de coagulação que é particularmente sensível a anormalidades na via intrínseca da coagulação sanguínea e à atividade anticoagulante da heparina, coagulação intravascular difusa (DIC), envenenamento por rodenticida, uremia, doenças hepáticas, etc.

Tipo de amostra	Apresentação
Sangue total	12 dispositivos de teste

TEMPO DE TROMBINA

O TT é um teste simples para avaliar a função do sistema de coagulação, anticoagulação e sistemas fibrinolíticos. É amplamente utilizado para monitorar o tratamento com heparina e distúrbios do fibrinogênio.

Tipo de amostra	Apresentação
Sangue total	12 dispositivos de teste

FIBRINOGENIO

O FIB é um teste de rotina para determinação de sangramento e trombose utilizado no monitoramento de diabetes, infarto agudo do miocárdio, doenças infecciosas agudas, fibrinólise primária, hepatite grave, cirrose, etc.

Tipo de amostra	Apresentação
Sangue total	12 dispositivos de teste



laborloja
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS



Imunodeteccção por fluorescência

Finecare

Finecare VET



Realiza análises quantitativas pela metodologia de **Imunoensaio por Fluorescência**. É utilizado para auxiliar no diagnóstico de **infecções, diabetes, doenças cardiovasculares, injúria renal, tumores, etc.**

Performance:

-  Resultado em até **15 minutos**
-  **Interface com rede**
-  Validado para amostras **caninas e felinas**
-  **Pequeno volume de amostra**
-  Teste rápido **quantitativo**
-  Testes individuais



Como operar o equipamento
Clique ou escaneie o QR Code

DÍMERO D

É indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de D-DÍMERO em sangue total ou plasma animal, e é usado principalmente para avaliar distúrbios trombóticos.

Itens do kit:

- 10 cassetes de testes
- 10 ponteiras
- 10 tampões de detecção
- 1 ID chip
- Instrução de uso

Tipo de amostra	Volume de amostra	Tempo de reação
Sangue total ou plasma	10 uL para plasma ou 15 uL para sangue total	5 minutos

HEMOGLOBINA GLICADA (HbA1C)

É indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de HbA1c em sangue total animal, e é usado principalmente para avaliar e monitorar diabetes.

Itens do kit:

- 10 cassetes de testes
- 10 ponteiras
- 10 tampões de detecção
- 1 ID chip
- Instrução de uso

Tipo de amostra	Volume de amostra	Tempo de reação
Sangue total	10 uL	5 minutos

CORTISOL

É indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de cortisol em sangue total, soro ou plasma animal, e é usado principalmente para diagnosticar distúrbios da adrenal e controle terapêutico.

Itens do kit:

- 10 cassetes de testes
- 10 ponteiras
- 10 tampões de detecção
- 1 ID chip
- Instrução de uso

Tipo de amostra	Volume de amostra	Tempo de reação
Sangue total, soro ou plasma	75 uL	15 minutos

TSH

É indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de TSH em sangue total, soro ou plasma animal, e é usado principalmente para avaliar a função hipofisária-tireoidiana.

Itens do kit:

- 10 cassetes de testes
- 10 ponteiras
- 10 tampões de detecção
- 1 ID chip
- Instrução de uso

Tipo de amostra	Volume de amostra	Tempo de reação
Sangue total, soro ou plasma	75 uL	15 minutos

T4 TOTAL

É indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de T4 (tiroxina) em sangue total, soro ou plasma animal, e é usado principalmente para avaliar distúrbios da tireoide.

Itens do kit:

- 10 cassetes de testes
- 10 ponteiras
- 10 tampões de detecção
- 1 ID chip
- Instrução de uso

Tipo de amostra	Volume de amostra	Tempo de reação
Sangue total, soro ou plasma	75 uL	15 minutos

LIPASE CANINA

É indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de Lipase Específica do Pâncreas Canino (cPL) em sangue total, soro ou plasma Canino, e é usada principalmente para avaliar pancreatite.

Itens do kit:

- 10 cassetes de testes
- 10 ponteiras
- 10 tampões de detecção
- 1 ID chip
- Instrução de uso

Tipo de amostra	Volume de amostra	Tempo de reação
Sangue total, soro ou plasma	75 uL	15 minutos

LIPASE PANCREÁTICA ESPECÍFICA

É indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de Lipase Pancreática Específica em sangue total, soro ou plasma felino, e é usada principalmente para avaliar pancreatite.

Itens do kit:

- 10 cassetes de teste
- 10 ponteiras
- 10 tampões de detecção
- 1 ID Chip
- Instrução de uso

Tipo de amostra	Volume de amostra	Tempo de reação
Sangue total, soro ou plasma	75 uL	15 minutos

PCR CANINO

É indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de PCR CANINO em sangue total, soro ou plasma animal, e é usado principalmente para avaliar doenças inflamatórias em cães.

Itens do kit:

- 10 cassetes de testes
- 10 ponteiras
- 10 tampões de detecção
- 1 ID chip
- Instrução de uso

Tipo de amostra	Volume de amostra	Tempo de reação
Sangue total, soro ou plasma	10 uL	15 minutos

SORO AMILÓIDE FELINO

É indicado para a determinação quantitativa in vitro da concentração de Soro Amilóide A em sangue total, soro ou plasma felino, e é usado principalmente para diagnosticar distúrbios inflamatórios felinos.

Itens do kit:

- 10 cassetes de testes
- 10 ponteiras
- 10 tampões de detecção
- 1 ID chip
- Instrução de uso

Tipo de amostra	Volume de amostra	Tempo de reação
Sangue total, soro ou plasma	10 uL	15 minutos

PROGESTERONA

É indicado para a determinação quantitativa de Progesterona em sangue total, soro ou plasma canino, e é usado principalmente para avaliar ovulação, período de acasalamento e aborto.

Itens do kit:

- 10 cassetes de testes
- 10 ponteiras
- 10 tampões de detecção
- 1 ID chip
- Instrução de uso

Tipo de amostra	Volume de amostra	Tempo de reação
Sangue total, soro ou plasma	75 uL	15 minutos



MARCELO T. SHIGUEMATSU
DÉBORA P. SHIGUEMATSU
DIRETORES DE SOLUÇÕES

Onde estamos?



R. Antônio Correia, 245 Sala 04
Jd. Monte Líbano , CG | MS, 79.004-460

www.laborloja.com.br/

Para condições especiais, entre em
contato com nossos vendedores:



067 9 9916.6315 | 067 9 9604.6314



comercial@laborloja.com.br

*Acesse o nosso site e
confira conteúdos
exclusivos do universo
veterinário*

